




PATIENTEN ID	NAME	GESCHLECHT	GEBURTSDATUM	UNTERSUCHUNGSDATUM	SEQUENZ(EN)
6d65d64031316...	Mara Mustermann	F	25.09.1963 (57 J)	09.07.2020 <i>Eine vorherige Untersuchung berücksichtigt.</i>	CIRCULUS CS3.5 (TOF) TOF_3D_tra_schnell (TOF)

Exemplarische Darstellung der Schichten mit dem größten Aneurysma



● Aneurysma

Details

ANEURYSMA	VOLUMEN [μ l]		WACHSTUMSRATE [% / Jahr]	DURCHMESSER [mm]	
	31.01.2018	09.07.2020		31.01.2018	09.07.2020
#1	11,6	27,1	55,1	2,8	3,7
#2	196,5	188,1	-1,8	7,2	7,1
#3	2,0	-	-	1,6	-

Die erwartete mittlere Variabilität der Volumenmessung beträgt 7%.

Qualitätskontrolle (09.07.2020)

BILDQUALITÄT	Gut
ANMERKUNGEN	Siehe Appendix

